



チェックミープロ S をお使いの方へ

平成 29 年 12 月

- チェックミープロ S をお使いの方は、本体のアップデート前に、バージョン情報をお確かめください。

・バージョン情報確認方法



▶ 「C」と表示された場合

本体アップデート「チェックミープロ S/B バージョン 2.0」に対応しています。
ソフトウェアをダウンロードしてバージョンアップを行ってください。

▶ 「B」と表示された場合

プロ S 初期モデルの為、チェックモニタ機能が含まれる
「チェックミープロ S/B バージョン 2.0」に対応していません。

- チェックモニタ機能を使用する「心電オキシアダプタ」をご購入いただいた場合は、
無償で「チェックミープロ S/B バージョン 2.0」に対応した本体に交換いたします。
「心電オキシアダプタ」に同封のご案内をご覧ください。
(心電オキシアダプタご購入 1 台につき、チェックミープロ本体 1 台を交換いたします。)
- 「心電オキシアダプタ」をご使用にならない方は、「チェックミープロ S/B バージョン 2.0 (チェックモニタ無し)」をご利用ください。